

Основной профиль – заболевания опорно-двигательного аппарата, функциональные нарушения нервной системы, органы дыхания

- ❖ Консультации специалистов
- ❖ Услуги процедурного кабинета
- ❖ Лабораторные исследования
- ❖ Ингаляции
- ❖ Эргоспирометрия, кардиоанализ, стресс тест
- ❖ Физиотерапевтические процедуры (PHYSIOMED)
- ❖ Электрокардиография
- ❖ Экстракорпоральная ударно-волновая терапия
- ❖ Комбинированная электро- и ультразвуковая терапия (ионосон-эксперт) - Многофункциональный аппарат, позволяющий проводить ультразвуковую терапию и ультрафонофорез с частотами 1 и 3 МГц (импульсные и непрерывный режимы), электротерапию токами средней и низкой частоты (гальванизация, лекарственный электрофорез, диадинамотерапия, амплипульстерапия, интерференц терапия и др.) и электродиагностику.
- ❖ Электростимуляция венозной и лимфатической системы (Body Drain) - Многофункциональный двухканальный аппарат высшего класса для электростимуляции лимфатической и венозной систем, вакуум-терапии и сочетанного воздействия вакуумом и током.
- ❖ Лечение электростатическим полем (Hivamat ® 200 Evident) - Уникальный аппарат для улучшения микроциркуляции, регенерации и трофики тканей
- ❖ Вакуумная терапия (Physiovac-Basic) - Предназначен для проведения вакуумной терапии с возможностью вакуумного баночного массажа
- ❖ Криотерапия (Фригострим)
- ❖ Вазоактивная электронейростимуляция (Body Drain) - Использует особый вид электрического тока, увеличивающий сократительную способность гладкой мускулатуры лимфатических путей, вен, внутренних органов, что приводит к эффективному дренажу и запускает многочисленные физиологические процессы: регуляцию гемодинамики, активацию клеточного обмена, рассасывание отеков и гематом, ускорение заживления
- ❖ Физиотерапевтическая оздоровительно-реабилитационная капсула Alpha Led Oxy Light Spa - Аппаратный комплекс для осуществления интегрированных физиотерапевтических процедур с возможностью применения эксклюзивной методики – оксигипертермии. Виды воздействия: термотерапия (сухожаровая сауна, локальная термотерапия); вибротерапия; музыкотерапия; ароматерапия; хромотерапия; оксигенотерапия; оксигипертермия
- ❖ Пневмомассажер «Лимфа-Э» – Предназначен для проведения циклического массажа верхних и нижних конечностей при профилактике и лечении сердечно-

сосудистых нарушений, венозных и лимфатических расстройств, снятия психоэмоционального напряжения, профилактики тромбоэмболии в ходе и после хирургических операций, для предотвращения профзаболеваний, заболеваний, связанных с ограничением движения, а также для косметического (антицеллюлитного) и спортивного (восстановительного) массажа

❖ Ультразвуковая терапия - Оказывает выраженное обезболивающее, спазмолитическое, противовоспалительное и общетонизирующее действие, стимулирует крово- и лимфообращение, регенеративные процессы, улучшает трофику нервную

❖ Реабилитация позвоночника на приборе "Спайнлайнер« - Прибором "Спайнлайнер" проверяю эластичность всех суставов и межпозвонковых дисков. Он заменяет томографию и показывает, где проблема в позвоночнике. Сразу вычисляет, в каком месте нужно провести ударно-волновую терапию. Это мелкая вибрация, как мануальная терапия, но безопаснее

❖ Лимфодренаж рук и ног - Основная цель - привести в движение застоявшуюся лимфу путем воздействия на лимфатические узлы и сосуды.